

CODICE MAGAZZINO		10793024	
PRINCIPIO ATTIVO		Ipoclorito di sodio (Cloro Attivo 0,100%)	
NOME COMMERCIALE <sup>1</sup>		GIOCLOR WIPES	
INDICAZIONI D'USO			Panno monouso indicato per la disinfezione a freddo di superfici pulite non porose di dispositivi medici non invasivi (incubatrici, monitor, sonde ecografiche) e di piani di lavoro di dispositivi medici.
MODALITÀ D'USO			Usare immediatamente dopo l'apertura. Aprire la busta contenente il panno ed eseguire la disinfezione superficiale. Esempio di utilizzo: partendo dalla parte superiore del Monitor e procedere dall'alto verso il basso continuando nella disinfezione delle parti più difficili da raggiungere;
AVVERTENZE SICUREZZA			<p>Il panno va conservato nel contenitore originale sigillato a temperatura ambiente, in un luogo fresco, asciutto, pulito, al riparo da elevate fonti di calore e non esposto alla luce solare diretta.</p> <p>Può causare la decolorazione di alcuni tessuti.</p> <p>La validità della confezione integra è di 24 mesi.</p>
PITTOGRAMMI DI RISCHIO			
DPI		Durante l'uso normale del prodotto non sono necessarie protezioni.	

<sup>1</sup> La presente scheda non sostituisce la scheda dati di sicurezza e la scheda tecnica, che vanno consultate preventivamente dal lavoratore. Non vengono sostituite le procedure e istruzioni operative aziendali e di U.O.