

CODICE MAGAZZINO		107E4089 C442AZ9149	
PRINCIPIO ATTIVO		Ipoclorito di sodio (2,8 g, Cloro Attivo 2,7%)	
NOME COMMERCIALE ¹		STER-X 2000 liquido	
INDICAZIONI D'USO			<p>Disinfezione e pulizia profonda di pavimenti, superfici lavabili in ambiente ospedaliero (corsie, stanze per la degenza, sale d'aspetto, servizi igienici, ecc.).</p> <p>È indicato per il lavaggio di contenitori di fluidi organici (padelle, pappagalli, ecc.).</p>
MODALITÀ D'USO			<p>Soluzione 10%: 2700 ppm di Cloro Attivo (1000 ml di prodotto diluiti fino a 10 litri con acqua) per la disinfezione di recipienti per fluidi organici e superfici da questi contaminate.</p> <p>Soluzione 5%: 1350 ppm di Cloro Attivo (500 ml di prodotto diluiti fino a 10 litri con acqua) per la disinfezione e pulizia in ambiente ospedaliero (come sale operatorie, ambulatori, locali di pronto soccorso, servizi igienici, superfici ed attrezzature).</p> <p>Tempo di contatto 5 minuti.</p>
AVVERTENZE SICUREZZA			<p>Conservare in ambiente fresco, pulito ed asciutto, al riparo da elevate fonti di calore e non esposto a luce solare diretta. Non utilizzare il prodotto insieme a prodotti acidi per la possibile emissione di cloro gassoso fino a concentrazioni tossiche.</p> <p>Evitare il contatto con gli occhi.</p> <p>Può provocare corrosione dei metalli (alluminio, cromo, rame, ottone e alcuni tipi di acciaio).</p> <p>Può causare la decolorazione di alcuni tessuti.</p> <p>La validità della confezione integra è di 18 mesi.</p>
PITTOGRAMMI DI RISCHIO	 H206 H315 H319		
DPI			
SPANDIMENTO			<p>KIT STANDARD Per quantità inferiori al litro</p> <p>KIT AVANZATO  Per quantità superiori al litro</p>

¹ La presente scheda non sostituisce la scheda dati di sicurezza e la scheda tecnica, che vanno consultate preventivamente dal lavoratore. Non vengono sostituite le procedure e istruzioni operative aziendali e di U.O.